

## DIE SCHWESTER (EINLAGE)



*Die Schwester ist atmungsaktiv und schließt die Wunde nicht ab.*

*Die Schwester wird nicht befestigt. Aufgrund der perfekten Passform kann sie nicht verrutschen.*



### DIE SCHWESTER (EINLAGE)

Praktische Hilfe zum Schutz des Verbandschuhs von REBACARE® bei exsudierenden Wunden. Die Schwester wird über dem angebrachten Verband tief in den Verbandschuh von REBACARE® geschoben und kommt nicht mit der Haut in Kontakt.

Sofern erwünscht kann die Einlage sterilisiert werden. Mit einem Kugelschreiber können Sie den Namen des Benutzers auf das Waschetikett schreiben. Die Einlage wird nicht befestigt und verrutscht auch nicht.

### DIE SCHWESTER (EINLAGE)

- Die Schwester ist atmungsaktiv. Dadurch wird die Wunde nicht verschlossen
- Mit 90 % Alkohol gut zu reinigen
- Resistent gegen 70 % Ethanol
- Kann sterilisiert werden
- Hautfreundlich

- Nimmt die Temperatur der Umgebung an und bietet dadurch viel Tragekomfort
- Kann sowohl für den rechten als auch den linken Fuß verwendet werden
- Hygienisch in der Verwendung, anti-Hausstaub und anti-allergisch, somit für die Verwendung in Pflegezentren, Pflegeheimen und Krankenhäusern geeignet
- Waschbar auf 95° C
- Mit CE-Gütesiegel
- Wird im Verbandschuh von REBACARE® getragen

### EINSETZBARKEIT:

- privat
- Pflegeheime
- Krankenhäuser

**Beschreibung: Die Schwester**  
**Artikelnummer: 7772**

**Größe: Universelle Ausführung für alle Größen**