

DAS FREE EAR® OHRKISSEN

Das innovative Free Ear® ohrkissen hat geschweißte Nähte und einen atmungsaktiven Filter.



Mit dem innovativen Free Ear® ohrkissen kann das Ohr freigelegt werden.

DAS FREE EAR® OHRKISSEN

Das innovative Free Ear® ohrkissen von REBACARE® ist patentiert und kann das Ohr freilegen. Das Free Ear® ohrkissen trägt zur Verbesserung der Prävalenz bei.

- Entspricht der EPUAP-Norm
- Mit CE-Gütesiegel
- Hygienisch in der Verwendung
- Geschweißte Nähte
- Mit atmungsaktivem Filter
- Beugt dem Lecken von Feuchtigkeit im Produkt vor
- Kann mit 70 % Ethanol oder 90 % Alkohol gereinigt werden
- Entspricht den WIP-Richtlinien
- Komfortabler weicher Bezug
- Der Bezug kann auf 60° C gewaschen werden

HIER KANN DAS FREE EAR® OHRKISSEN EINGESETZT WERDEN:

- Privat
- Pflegezentren
- Pflegeheime
- Krankenhäuser
- Intensivstation

INDIKATION:

- Dekubitus am Ohr
- Chondrodermatitis Norularis Helicis
- Sauerstoffschlauch am Ohr
- Sondenernährung oder Maske am Gesicht
- Hörgerät

Beschreibung: Free Ear® ohrkissen

Artikelnummer: 7776

Artikelnummer Bezug: 7776+H