





DIE HOLWI-ARMSTÜTZE

Erleichterung bei Dekubitus am Ellenbogen durch große Stützfläche und hochwertigen Schaumstoff.









Die Holwi-Armstütze wird bei Patienten mit Hemiplegie, bei Krämpfen und Funktionsausfällen eingesetzt. Die Holwi-Armstütze erleichtert die korrekte Haltung. Beugt der Entstehung einer schmerzhaften Schulter, Hand oder eines schmerzhaften Unterarms vor.

Die Holwi-Armstütze kann an jedem Rollstuhl befestigt werden. Sie bietet den Vorteil, dass sie keinen Druck im Bauchbereich verursacht. Der Grund: durch die anatomische Gestaltung im Bauchbereich befinden sich keine Stützränder.

DIE HOLWI-ARMSTÜTZE BIETET FOLGENDE VORTEILE:

- Erleichterung bei Dekubitus am Ellenbogen durch große Stützfläche und hochwertigen Schaumstoff
- Für den linken und rechten Arm
- Drehpunkt genau einstellbar auf den Drehpunkt des Ellenbogens
- Winkel und Tiefe stufenlos einstellbar und biomechanisch



- Sofern erwünscht, kann der Patient die Stütze selbst problemlos zur Seite drehen
- Der Drehwiderstand kann individuell eingestellt werden
- Erleichtert den selbstständigen Transfer des Patienten
- Beugt mit einem hochstehenden Rand vor, dass der Arm seitlich herunterhängt
- Keine Stützränder im Bauchbereich durch anatomisches Design
- Hautfreundlich und hygienisch in der Nutzung
- Einfache Reinigung mit feuchtem Tuch

EINSETZBARKEIT DER HOLWI-ARMSTÜTZE:

- Privat
- Pflegezentren
- Pflegeheime
- Krankenhäuser

Beschreibung: Holwi-Armstütze

Artikelnummer: 77713

Größe: Eine Ausführung für alle Roll-

stühle