

DYNAMISCHE POSITIONIERUNGSSORTHESE (DPO)

Die DPO von REBACARE® ermöglicht es, den Druck zu verringern und Schmerzen zu reduzieren. Die DPO dient zum präventiven und kurativen Einsatz und bietet Komfort für Patienten mit erhöhtem Risiko auf Dekubitus und Muskelverspannungen. Ideal für die Wechsellagerung.

DIE DPO VON REBACARE®

- Die Nähte sind vollständig geschweißteigigkeit ab und ist luftdurchlässig.
- Unterstützt eine Positionierung auf die richtige Weise ohne lose Stützen.
- Durch die richtige Positionierung wird der Körper von Druck entlastet.

- Entspricht der EPUAP-Norm.
- Mit CE-Gütesiegel.
- Kann mit 70%igem Alkohol und 1000 mmp Chlor gereinigt werden.
- Entspricht den WIP-Richtlinien.
- Komfortabler, weicher Bezug.
- Die weichen Stretchbezüge sind waschbar bei 60 Grad und die Bezüge aus 100 % Baumwolle bei 95 Grad.

DIE DPO VON REBACARE® EIGNET SICH FÜR:

Private Pflege, Pflegezentren, Pflegeheime, Krankenhäuser und Intensivstationen.

Stretchbezüge (80 % Baumwolle 20 % Polyamid) sind bei 60 Grad waschbar. Die Stretchbezüge für die DPO können einzeln bestellt werden; nennen Sie dazu bitte die entsprechende Artikelnummer + H. Bei Bestellung der Bezüge aus 100 % Baumwolle (waschbar bei 95 Grad) nennen Sie die Artikelnummer +HK.

Der atmungsaktive Filter stößt Feuchtigkeit ab und ist luftdurchlässig.

Die Nähte sind vollständig geschweißte und feuchtigkeits- und bakteriendicht.

VERSCHIEDENE ARTEN VON FÜLLUNGEN 1 2 3

1

SILIKONISIERTE HOHLFASER UND EPS (PERLEN)

Aus sehr guter Qualität, hält Volumen und Form. Hat besonders gute elastische Eigenschaften. Eine Kombination aus zwei Arten (2 3) Füllungen. Stützt und kann Druck gut mindern.



2

SILIKONISIERTE HOHLFASER

Die Faser ist elastisch, hohl und leicht. Fühlt sich komfortabel an und verformt sich nicht. Aufgrund ihrer Elastizität kann sie Druck gut auffangen und stützt den Körper gut.



3

EPS (PERLEN)

Diese identischen EPS-Perlen (1 mm groß) sorgen für eine optimale Unterstützung des Patienten. Die Kombination aus Luft und Perlen mindert den Druck. So entsteht ein Körperabdruck und der Körper wird perfekt unterstützt.





MINIMA-KISSEN

Das Minima-Kissen ist ein kleines und multifunktionelles Kissen, das perfekt unter dem Kopf, zwischen den Knien und als Stütze in Seitenlage genutzt werden kann.

Bezeichnung: Minima-Kissen
Größe: 35 cm x 25 cm
Artikelnummer: 77711
CE: NL-CA002-2014-33425



KOPFKISSEN MAXIMA

Erleben Sie Unterstützung und besonderen Komfort mit dem Kopfkissen Maxima.


Beschreibung: Kopfkissen Maxima
Größe: 50 x 65 cm
Artikelnummer: 7777
CE: NL-CA002-2014-33425



LUNA

Perfekt als Kopfkissen und als Gegenstütze unter den Knien geeignet. In Kombination mit dem Rolle-Kissen als Abduktionskissen zwischen den Beinen. Luna ist eine praktische Hilfe für die 15-Grad-Bauchlage. Lässt Skrotum und Brust frei, und unterstützt die Knöchel in Rückenlage.

Bezeichnung: Luna
Größe: 30 / 70 cm
Artikelnummer: 77717
CE: NL-CA002-2014-33425



FREE EAR[®] OHRKISSEN

Für eine Freilagerung des Ohrs. Legen Sie A auf B (evtl. befestigen), und lagern Sie den Hinterkopf frei.

Bezeichnung: Free Ear[®] Ohrkissen
Größe: 50 x 65 cm
Artikelnummer: 7776
CE: NL-CA002-2014-33425



LUNA PEARL

(Schlaganfall-)Hemiplegie-Armstütze im Bett oder auf dem Stuhl. Auch als gute Unterstützung in Rückenlage zur Verhinderung eines Spitzfußes. Praktisch zur Verwendung unter dem Ellenbogen bei kräftigem Abstützen als Folge von beispielsweise Atemnot (COPD). Geeignet zum Stützen des Unterarms bei Schulterbruch oder Manschettenriss.

Bezeichnung: Luna Pearl
Größe: 30 / 70 cm
Artikelnummer: 77721
CE: NL-CA002-2014-33425



FREE EAR[®] TUNNEL-BAUCLAGEKISSEN

Für eine Freilagerung des Ohrs und geeignet für die Bauchlage. Mit einer Aussparung als Tunnel für Schläuche. Für eine Freilagerung des Ohrs und zur Verhinderung eines Dekubitus. Lagert den Kopf angenehm flach für eine gute Haltung. Free Ear[®] ist patentgeschützt.

Bezeichnung: Free Ear[®] Tunnel-Bauchlagekissen
Größe: 50 x 65 cm
Artikelnummer: 7776 T
CE: NL-CA002-2014-33425



ROLLE

Rolle eignet sich zur Unterstützung der Knie und verhindert ein Weg- und Zurückrollen. In Kombination mit Luna ergibt Rolle ein Flexions-Abduktionskissen. Praktisch zur Verwendung unter dem Ellenbogen bei (kräftigem) Abstützen als Folge von beispielsweise Atemnot (COPD).

Bezeichnung: Rolle

Größe: 95 x 35 cm

Artikelnummer: 7778

CE: NL-CA002-2014-33425



DUO-ROLLE

Duo-Rolle eignet sich zur Freilagerung der Fersen und zur Vorbeugung eines Dekubitus durch Reibung. Nimmt gemeinsam mit Rolle den Druck von Steißbereich und Sitzbeinen. Sorgt für einen besseren Muskeltonus und hilft beim Unterbrechen von Spasmen.

Bezeichnung: Duo-Rolle

Größe: (2 x) 95 x 35 cm

Artikelnummer: 7778

CE: NL-CA002-2014-33425



KOMFORT UND KOMFORT PLUS

Komfort sorgt für eine Freilagerung von Hinterkopf, Schultern und Ellenbogen des Patienten. Komfort Plus sorgt darüber hinaus für eine Freilagerung von Wirbelsäule und Steißbereich. Beide können entgegengesetzt verwendet werden, um ein Zurücksinken zu verhindern.

Bezeichnung: Komfort und Komfort Plus

Größe L (100 cm) und Plus (150 cm)

Artikelnummer: 77710(L) und 77710(XL)

CE: NL-CA002-2014-33425



SUPPORT

Support sorgt für eine Seitenlage in 30 Grad und wird zusammen mit dem Minima-Kissen verwendet. Auch eine gute Unterstützung bei einer Bauchlage in 15 Grad.

Bezeichnung: Support

Größe: 205 cm

Artikelnummer: 7779

CE: NL-CA002-2014-33425



FORMA


Forma bietet gute Unterstützung am gesamten Körper entlang. Der Körper wird nicht korrigiert, sondern so unterstützt, wie er liegt.

Bezeichnung: Forma

Größe: 200 x 35 cm

Artikelnummer: 77716

CE: NL-CA002-2014-33425



TWISTER

Zur Freilagerung von Steißbereich, Wirbelsäule und Fersen. Praktisch zur Verwendung auf Intensivstationen. Twister wird mit so wenig Drehen wie möglich unter den Patienten gelegt. Häufig wird Twister in Kombination mit Luna eingesetzt. Bei flacher Bauchlage wird das Skrotum frei gelagert.

Bezeichnung: Twister

Größe: 235 x 16 cm

Artikelnummer: 77715

CE: NL-CA002-2014-33425



CRESCENT

Zur Verwendung als Nackenstütze und geeignet als Stirnkissen in Bauchlage, und unterstützt die Knöchel in Rückenlage.

Bezeichnung: Crescent
Größe: 25 / 50 cm
Artikelnummer: 77718
CE: NL-CA002-2014-33425



VERBANDSCHUH

Eignet sich für präventiven und kurativen Gebrauch bei Patienten mit einem Risiko für Fersendekubitus.

- Die Füllung hat eine einzigartige Zusammensetzung und bietet eine ideale Druckverteilung.
- Zur vollständigen Freilagerung von Ferse, Knochenhöckern am Knöchel und Achillessehne.
- Beugt Fersendekubitus vor.
- Verringert Schmerzen an diesen Stellen.
- Sichere Anti-Rutschsohle
- Stabilisiert das Bein bei Verwendung in Kombination mit Stabilo (beugt Fehlhaltungen vor)
- Entspricht der EPUAP-Norm
- Passt in Sturzpräventionsprogramme
- Mit CE-Gütesiegel
- Waschen bei 60°C bis maximal 95°C

Bezeichnung: Verbandschuh
Artikelnummer: 7771
Größe: eine Ausführung für alle Größen
CE: NL-CA002-2011-21717



STABILO

Stabilo eignet sich für präventiven und kurativen Gebrauch. Verhindert eine Fehllagerung bei Patienten mit einem erhöhten Endo- und Exorotationrisiko. Zusammen mit dem Deckenblock wird ein Spitzfuß verhindert. Dadurch wird ein erhöhtes Risiko für Spitzfüße als Folge einer Fehllagerung verhindert (z. B. nach Schlaganfall, bei Querschnittslähmung, Gips und in der Geriatrie).

Bezeichnung: Stabilo
Artikelnummer: 7773
Größe: eine Ausführung für alle Größen
CE: NL-CA002-2013-29283



DECKENBLOCK

Stabilo eignet sich für präventiven und kurativen Gebrauch. Für Patienten mit einem erhöhten Risiko für Zehen- und Fersendekubitus. Für Patienten mit einem erhöhten Risiko für Spitzfüße in Folge von Druck, Immobilität und Spasmen.

- Hygienisch zu reinigen
- Beständig gegen 90%igen Alkohol
- Einfach zu lagern
- Keine Beschädigung von Betten und Matratzen
- Mit CE-Gütesiegel

Beschreibung: Deckenblock
Artikelnummer: 7774
Größe: eine Ausführung für alle Größen
CE: NL-CA002-2013-29284



REBACARE GEWÄHRT 2 JAHRE
PRODUKTGARANTIE AUF DIE DPO
REBACARE GEWÄHRT 6 JAHRE
PRODUKTGARANTIE AUF DEN VER-
BANDSCHUH