

NON



Non ist atmungsaktiv und schließt die Wunde nicht ab.

Non wird nicht befestigt. Aufgrund der perfekten Passform kann sie nicht verrutschen.



NON

Praktische Hilfe zum Schutz des Verbandschuhs von REBACARE® bei exsudierenden Wunden. Non wird über dem angebrachten Verband tief in den Verbandschuh von REBACARE® geschoben und kommt nicht mit der Haut in Kontakt.

Sofern erwünscht kann die Einlage sterilisiert werden. Mit einem Kugelschreiber können Sie den Namen des Benutzers auf das Waschetikett schreiben. Die Einlage wird nicht befestigt und verrutscht auch nicht.

NON

- Non ist atmungsaktiv. Dadurch wird die Wunde nicht verschlossen
- Kann mit 70% igem Alkohol, 1000 ppm Chlor, OxyFoam und OxyWipe gereinigt werden
- Kann sterilisiert werden
- Hautfreundlich

- Nimmt die Temperatur der Umgebung an und bietet dadurch viel Tragekomfort
- Kann sowohl für den rechten als auch den linken Fuß verwendet werden
- Hygienisch in der Verwendung, anti-Hausstaub und anti-allergisch, somit für die Verwendung in Pflegezentren, Pflegeheimen und Krankenhäusern geeignet
- Waschbar auf 95° C
- Mit CE-Gütesiegel
- Wird im Verbandschuh von REBACARE® getragen

EINSETZBARKEIT:

- privat, Pflegeheime und Krankenhäuser

Beschreibung: Non
Artikelnummer: 7772

Größe: Universelle Ausführung für alle Größen

